

yellowBAND

BANDAŻ KOHEZYJNY - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OPIS

- Jednowarstwowa, włókninowa opaska
- Kohezyjna – przyczepi się sama do siebie (nie ma potrzeby stosowania zapinek), nie przyczepia się do skóry, włosów itp.
- Oddychająca
- Opaska nie posiada właściwości leczniczych, jest produktem wspomagającym proces leczenia
- Może być dzielona na mniejsze odcinki, możliwość rozerwania w rękach, nie ma potrzeby używania nożyczek
- Dostępne rozmiary: 5cm x 4,5m; 7,5cm x 4,5m; 10cm x 4,5cm
- Opakowana w folię zabezpieczającą przed zabrudzeniem, odwinieciem i zawilgoceniem, na foli nadrukowane są niezbędne informacje dotyczące produktu
- Nie zawiera lateksu
- Produkt niejałowy

ZASTOSOWANIE

- Mocowanie opatrunku, zwłaszcza w miejscach, w których tradycyjny bandaż mógłby się zsuwać
- Mocowanie szyn unieruchamiających
- Tworzenie opatrunku kompresyjnego
- Zmniejszanie zakresu ruchu stawów po urazie

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Miejsce aplikacji powinno być oczyszczone i osuszone.
2. Należy odpowiednio dobrać rozmiar bandaża do miejsca aplikacji.
3. Opatrunek pierwotny, który bandaż ma podtrzymywać powinien być założony bezpośrednio na ranę zgodnie z zasadami aseptyki. Jeśli bandaż nie jest wykorzystywany do podtrzymania opatrunku należy pominąć ten punkt.
4. Wyjąć bandaż z opakowania.
5. Założyć bandaż na miejscu docelowym tak, aby jego kolejne warstwy zachodziły na siebie, co pozwoli na utrzymywanie się bandaża poprzez działanie kohezyjne.
6. Jeśli bandaż jest zbyt długi, należy przyciąć go do pożądanej długości.
7. Włojny koniec bandaża należy docisnąć palcami do poprzednich warstw opatrunku, upewniając się, że przylegają do siebie i tworzą bezpieczne połączenie.
8. Skontrolować, czy opatrunek nie uciska zbyt mocno i nie pojawiają się cechy niedokrwienia takie jak bledność, czy zasinienie.
9. Bandaż powinien być zmieniany zgodnie z instrukcją dla opatrunku pierwotnego.

Jeśli opatrunek nie służy do przytrzymywania opatrunku jałowego, powinien być zmieniony kiedy ulegnie uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nie rzadziej niż codziennie.

UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WYROBU

- Wyrób przeznaczony do jednorazowego użytku, ponowne użycie może zagrażać zdrowiu lub życiu.
- Wyrób niejałowy, nie stosować bezpośrednio na rany czy uszkodzony naskórek.
- Nie używać wyrobu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Opatrunek powinien być zakładany z zachowaniem zasad higieny.
- W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych takich jak: zaczerwienienie, świąd, wysypka, należy usunąć opatrunek i przerwać jego stosowanie.
- Miejsce aplikacji należy obserwować pod kątem możliwości wystąpienia infekcji (może objawiać bólem, zaczerwienieniem, obrzękiem wokół miejsca aplikacji lub gorączką). Jeśli w trakcie stosowania opatrunku wystąpi podejrzenie infekcji należy usunąć taśmę i dokonać oględzin miejsca aplikacji w celu podjęcia dalszych decyzji terapeutycznych
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, przechowywać w pomieszczeniach, w których utrzymywana jest stała temperatura w przedziale od +5 do +35 °C, a wilgotność od 35% do 70%.



WYJAŚNIENIE SYMBOLI UŻYTYCH NA OPAKOWANIU

	nazwa i adres wytwórcy
	znak CE
	numer LOT określający numer partii produkcyjnej
	numer katalogowy wyrobu
	wyrób niesterylny
	wyrób jednorazowego użytku
	data przydatności do użycia podana w sekwencji: RRRR-MM-DD
	wyrób nie zawiera lateksu
	przechowywanie: chronić przed promieniami słonecznymi
	przechowywanie: chronić przed wilgocią
	ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania
	wilgotność względna przechowywania
	opakowanie nadające się do recyklingu

Heritage-Medical grupa e-promo wagi profesjonalne

+48 660 983 574 · +48 12 263 73 27 · +48 793 930 812 · biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl