

Defibrylator ratunkowy

HeartSine Samaritan PAD®

350P

urzadzenia-medyczne.com.pl

it's safe here.



HERITAGE
MEDICAL

profesjonalne urządzenia medyczne

+48 660 983 574

+48 12 263 73 27

+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl

Witaj.



Przed Tobą najlepsze AED na świecie.

Samaritan PAD ratuje życie Twoimi rękami. To małe, bezpieczne urządzenie, które wymaga minimalnego zaangażowania osoby, która będzie udzielać pierwszej pomocy. Jednocześnie wraz z nią tworzy zespół, który może wszystko.

Nasze wartości są jasne. Przekazujemy Ci w ręce najlepsze AED. Klasyczne i docenione na całym świecie urządzenie, które po prostu ratuje życie. Z łatwością.

it's safe here.



20 x 18,4 cm wielkości

8 lat gwarancji na AED

4 lata gwarancji na baterie i elektrody

90 min zapisu EKG

1,1 kg wagi z baterią

urządzenia-medyczne.com.pl

SIŁA KOMUNIKACJI W 3 PROSTYCH SYMBOLACH

Najważniejszą zaletą Samaritana jest prostota użycia. Trzy symbole, niesamowicie intuicyjna grafika i kompaktowy kształt to zwieńczenie pracy zespołu lekarzy i projektantów, którzy stworzyli jedyną AED, które w ultraprostej obudowie chowa zaawansowaną i najbezpieczniejszą technologię. Spójrz na niego. Jeden zielony przycisk wystarczy by być gotowy do działania. Jest w trybie czuwania, elektrody są podłączone i wystarczy je wyjąć. Wszystkie jego detale pozwalają na oszczędzenie czasu i pewność wykonywanych ruchów.

AED I TY. ZESPÓŁ DOSKONAŁY

Od momentu włączenia krok po kroku, spokojnymi i stanowczymi komunikatami Samaritan PAD mówi ci, co masz zrobić. Kieruje twoimi działaniami tak, tak aby elektrody znalazły się w odpowiednim miejscu – a zebrany wykres EKG pozwoli zdecydować co robić dalej. Analiza EKG, zalecenie masażu serca lub defibrylacja – to procesy które są skomplikowane i opierają się na bieżącej analizie rytmu serca. Jednak nie musisz się tym martwić. Nie ma obaw o to, że sobie nie poradzisz, że nie pamiętasz schematów czy zasad działania. Nie Ty musisz zdecydować co robić i jak to robić. Wykonujesz tylko kilka prostych czynności. Tylko tyle dla Ciebie – aż tyle dla kogoś.

BEZPIECZNY DLA WSZYSTKICH

Samaritan PAD to komfort dla osoby która go używa oraz maksymalne bezpieczeństwo dla osoby, której udzielana jest pierwsza pomoc. AED używane są zwykle przez przypadkowych świadków zdarzenia. Dlatego Samaritan PAD jest intuicyjny i odpowiedni właśnie dla osób, które nie potrafią udzielać pierwszej pomocy. Jest bezpieczny. Nie przechodzi do dalszych kroków, jeśli wcześniejsze nie są poprawnie zakończone. Stwarza maksimum bezpieczeństwa dla poszkodowanego dzięki najbardziej optymalnej fali defibracyjnej i elektrodom, które jednocześnie mogą na bieżąco prowadzić zapis EKG.

WIELKI POMYSŁ W MAŁEJ FORMIE

Każdy centymetr małej przestrzeni Samaritana ma swoje znaczenie. A jedno z największych osiągnięć to objęty patentem system kasety PAD-Pak, a więc połączenia w jeden element baterii i elektrod. To nowatorskie i innowacyjne rozwiązanie, które pozwoliło uzyskać aż 4 letnią gwarancję na cały element, łatwość jego wymiany oraz brak konieczności dbania datę ważności elektrod i baterii oddzielnie. PAD-Pak to mały, pełen energii ideał, który na dodatek niewiele kosztuje.

PARAMETROWO BEZKONKURENCYJNY



Siła komunikacji
w trzech prostych
symbolach.



Tylko dwa przyciski.
Jeden czytelny panel
graficzny.



Niezawodny. Poddawany
auto testom gwarantującym
gotowość do pracy.



Przenośny. Gotowy
do pracy bez wyjmo-
wania z torby.



Bez wtyczek.
Bez podłączania
czegokolwiek.



Technologicznie
najlepszy.



Lekki.



Absolutnie prosty.

✚ KOD PRODUKTU

BAS-350-PL-10

W ofercie również szafki, gabloty, oznakowanie, apteczki i wszystkie inne akcesoria, które sprawiają, że miejsce wokół nas jest bezpieczne.

✚ AKCESORIA DODATKOWE

- Kabel do przesyłu danych ACC-BAS-01
- Dodatkowa bateria dla dorosłych i dzieci powyżej 8 r.ż. PAD-PAK-03
- Dodatkowa bateria pediatryczna dla dzieci od 1 do 8 r.ż. PAD-PAK-04

PARAMETRY

informacje ogólne

Defibrylator AED z funkcją analizy rytmu serca.

tryb pracy

Półautomatyczny, z przyciskiem do wyzwalania impulsu defibrylacyjnego.

wygląd

Przycisk włączania zielony, umieszczony w widocznej części panelu graficznego AED. Pozostałe elementy graficzne na panelu podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej, informujące wraz z komunikatami głosowymi o podejmowanych działaniach.

gotowość do pracy

Migający wskaźnik w kolorze zielonym.

bateria i elektrody

Baterię zintegrowaną z elektrodami o łącznej 4 letniej dacie przydatności do użycia, z 4 letnią gwarancją na cały element.

opakowanie

Torba transportowa z uchwytem dotączona do zestawu.

wyposażenie

Pełen zestaw ratunkowy składający się z maski CPR, folii życia, 4 szt. rękawic jednorazowych, nożyc ratowniczych, gazy oraz środka dezynfekcyjnego i golarki jednorazowej.

fala

Żałamek dwufazowy rosnący SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope). Zoptymalizowany żałamek dwufazowy dostosowuje energię, zbrocze i impuls wyładowania do impedancji pacjenta.

czułość / dokładność

Zgodnie z ISO 60601-2-4 oraz AAMI DF80.

temp. pracy / gotowości

Od 0°C do 50°C.

wilgotność względna

Od 5% do 95%.

wibracje

MIL STD 810F metoda 514.5+

energia

Dorosły: Wstrząs 1: 150J; Wstrząs 2: 150J; Wstrząs 3: 200J
Dziecko: Wstrząs 1: 50J; Wstrząs 2: 50J; Wstrząs 3: 50J

czas ładowania

Zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund.

pojemność baterii

Powyżej 100 wstrząsów.

długość przewodów

1 metr

wykonanie

Tworzywo ABS, santopren. Obwód drukowany z komponentami elektronicznymi Obudowa: ABS elektrody: hydrożel, srebro, platyna i poliester.

metronom

Graficzny i dźwiękowy.

język

Polski (inne języki jako opcjonalne).