

Karta informacyjna

Do oszacowania kosztu integracji wagi z posiadanym oprogramowaniem.

Karta zawiera niezbędne informacje oraz dostęp do dokumentacji technicznej, która pozwoli Państwu dostawcy oprogramowania na wycenę modułu integracyjnego.

Waga KERN MCN

w standardzie waga posiada wbudowany moduł Wifi oraz uniwersalny port (gniazdo) KUP



« Zeskanuj i pobierz instrukcję obsługi wagi



« Zeskanuj i pobierz protokół komunikacyjny KCP



« Zeskanuj i pobierz kartę techniczną wagi

Uniwersalny port KUP

do którego należy dokupić, zgodnie z zapotrzebowaniem adapter. (Wybór odpowiedniego adaptera należy uzgodnić z działem informacyjnym swojej placówki medycznej).

Uwaga! Do 15 pinowego gniazda zainstalowanego w wadze można podłączać tylko oryginalne adaptory KERN YKUP.



Zewnętrzny adapter do portu KUP z kablem i wtyczką RS 232

KERN YKUP-01



« Zeskanuj i pobierz instrukcję obsługi adaptera KERN YKUP-01



Zewnętrzny adapter do portu KUP z kablem i wtyczką USB

KERN YKUP-03



« Zeskanuj i pobierz instrukcję obsługi adaptera KERN YKUP-03



Zewnętrzny adapter do portu KUP Ethernet

KERN YKUP-04



« Zeskanuj i pobierz instrukcję obsługi adaptera KERN YKUP-04



Zewnętrzny adapter do portu KUP Bluetooth

KERN YKUP-06



« Zeskanuj i pobierz instrukcję obsługi adaptera KERN YKUP-06



Zewnętrzny adapter BOK do portu KUP - trzy porty

KERN YKUP-13



« Zeskanuj i pobierz instrukcję obsługi adaptera KERN YKUP-13



Moduł pamięci z zegarem czasu rzeczywistego (alibi) - KERN YMM-03

bezpieczeństwo i automatyczny rejestr kopii pomiarów

Uwaga! Ze względu na konieczność montażu pamięci alibi w fabryce, należy pamiętać by moduł zamówić równocześnie z wagą. Dokupienie samego modułu w terminie późniejszym nie będzie możliwe. (Zapotrzebowanie należy uzgodnić z działem informatycznym swojej placówki medycznej).



« Zeskanuj i pobierz instrukcję pamięci alibi
KERN YMM-03