



HERITAGE
MEDICAL

urzadzenia-medyczne.com.pl



WAGI DLA PEDIATRII

Dokładne pomiary: tak ważne jak powietrze do życia.

Dokładny pomiar wzrostu i masy ciała jest jednym z najważniejszych wymagań dla zdrowego startu w życiu. Dlatego też seca oferuje wszystko, co ułatwia położnym, pielęgniarkom i lekarzom proces mierzenia i ważenia niemowląt od maty pomiarowej do mobilnego użytku, poprzez miarki do pomiaru obwodu głowy, do wagi niemowlęcej z funkcją amortyzacji, która zapewnia precyzyjne wyniki pomiarów nawet przy ważeniu bardzo ruchliwych niemowląt.

wagi niemowlęce

niemowlęta, które czują się bezpiecznie, chętniej poddają się ważeniu.



► Wagi niemowlęce seca sprawiają, że ważenie jest szybkie i wygodne, dzięki przyjaznym dla skóry materiałom, które natychmiast przejmują i rozprowadzają ciepło ciała. Dzięki budowie, która sprawiają, że dziecko czuje się bezpiecznie oraz zaawansowanym funkcjom, które skracają proces ważenia. Rozwiązania integracyjne seca pozwalają na szybkie i bezpieczne przesyłanie pomiarów bez konieczności podłączania kabli do dowolnego urządzenia EDM* lub drukarki.

* EDM = EMR Electronic Medical Record



System amortyzacji
zapewnia szybki i precyzyjny pomiar.

seca 757 | medyczna waga z legalizacją

Waga niemowlęca z funkcją przesyłania wyników do EDM ze zoptymalizowanym systemem amortyzacji III

Specjalnie zintegrowany system amortyzacji, razem z funkcją HOLD zapewnia precyzyjne ważenie, nawet jeżeli dziecko jest niespokojne. Ergonomiczny kształt szalki pomiarowej z wysokimi bokami ułatwia ważenie dużych niemowląt. Nowy podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia wygodny odczyt cyfr, nawet w przyciemnionych pomieszczeniach. Zasilanie wagi możliwe jest za pomocą zasilacza lub baterii akumulatorów. seca 757 może przysyłać pomiary bezprzewodowo do systemu EDM i odbierać dane pacjenta.

- Nośność: 15 kg
- Podziałka: 2 g < 5 kg > 5 g
- Funkcje: TARA, HOLD, Auto-HOLD, automatyczne przełączanie zakresów ważenia, ustawiana amortyzacja, automatyczne wyłączenie, SEND/PRINT
- Opcjonalnie: moduł interfejsu seca 452 i seca 456, stoliki seca 403 i seca 402

Kompatybilna ze wszystkimi systemami EDM i produktami seca gotowymi do pracy z EDM.



Dzięki nowemu podświetleniu tła nawet w przyciemnionych pomieszczeniach możliwy jest odczyt pomiaru ważenia.



Zasilanie akumulatorem lub adapterem sieciowym.



Akcesoria

seca 403 seca 402

Stoliki mobilne jako idealne uzupełnienie do wag niemowlęcych seca

Stoliki seca 403 i seca 402 są idealnym uzupełnieniem do wag niemowlęcych seca 757, seca 376, seca 336 i seca 336 i seca 384. Zostały one specjalnie stworzone do bezpiecznej i higienicznej pracy w szpitalu i gabinecie lekarskim. Dopasowane wgłębienia w powierzchni blatu, które odpowiadają pozycji podnózek wagi, stale zabezpieczają wagę przed zsunięciem. Dodatkowo, dzięki dwóm praktycznym ustawianym hamulcom, możliwe jest bezpieczne ważenie. A za pomocą uchwytu z boku stolika, można szybko przetransportować wagę tam, gdzie jest ona potrzebna. Dostępny opcjonalnie praktyczny uchwyt na rolkę papieru seca 408 sprawia, że ważenie jest jeszcze bardziej higieniczne.

Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27

+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl



HERITAGE
MEDICAL

Z opcjonalną wzrostomiarką
seca 233 waga seca 376
zamienia się w kompletną
stację pomiarową.

EMR
Integration



Kontakt z nami:


+48 12 263 73 27

+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl


urzadzenia-medyczne.com.pl

seca 376 | medyczna waga z legalizacją

Waga niemowlęca z funkcją bezprzewodowego przesyłania wyników do EDM z bardzo dużą powierzchnią ważącą 

Ergonomiczna, wygodna i oszczędzająca czas. To główne zalety seca 376. Duża szalka umożliwia ważenie małych dzieci do 20 kg na siedząco. Regulowana funkcja amortyzacji wraz z przyciskiem HOLD zapewnia precyzję pracy nawet wtedy, gdy dzieci są niespokojne. Masa ciała netto mimo pieluszki? Wystarczy użyć funkcji TARA. Ilość wypitego mleka podczas karmienia piersią? Do tego służy funkcja BMIF (Breast-Milk-Intake-Function). Mierzenie i ważenie w jednym kroku roboczym? Nie ma sprawy, dzięki opcjonalnej wzrostomiarce seca 233. Bezprzewodowe wysyłanie wyniku ważenia do sieci? Proszę wcisnąć przycisk SEND! Ustawiona w dowolnym miejscu seca 376, będzie długo pracować na zasilaniu bateryjnym bez potrzeby podłączania do prądu.

- Nośność: 20 kg
- Podziałka: 5 g < 7,5 kg > 10 g
- Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, automatyczne przełączanie zakresów ważenia, ustawiana amortyzacja, automatyczne wyłączenie, SEND/PRINT
- Opcjonalnie: moduł interfejsu seca 456, stoliki seca 403 i seca 402, wzrostomiarka seca 233, ogranicznik głowy i stóp seca 418, zasilacz seca 447

 **Kompatybilna ze** wszystkimi systemami EDM i produktami seca gotowymi do pracy z EDM.



Wysokie boki szalki pomiarowej zapewniają szczególną ochronę przed wypadnięciem.



Dzięki rozwiązaniom integracyjnym seca i za naciśnięciem klawisza, seca 376 może przesłać każdy pomiar do drukarki bezprzewodowej seca lub systemu EDM.



Zasilanie bateryjne do mobilnego użytku.



Akcesoria

Akcesoria

seca 233

Wzrostomiarka do wagi niemowlęcej seca 376

Prosta w montażu wzrostomiarka seca 233 z zintegrowanymi ogranicznikami głowy i stóp zmienia wagę seca 376 w kompletną pediatryczną stację pomiarową. Mierzenie i ważenie niemowląt staje się łatwą i przyjemną czynnością wykonywaną w jednym kroku roboczym.

- Zakres pomiaru: 35–80 cm
- Podziałka: 1 mm



Opcjonalna wzrostomiarka umożliwia jednoczesny pomiar długości i masy ciała.

seca 418

Ogranicznik głowy i stóp do wagi niemowlęcej seca 376

Prosty w montażu i wygodny: ogranicznik głowy i stóp seca 418 można z łatwością zamocować do wagi niemowlęcej seca 376. Przyrząd ten zwiększa bezpieczeństwo, osłaniając głowę i stopy niemowlęcia. Zintegrowane uchwyty dodatkowo ułatwiają transport wagi seca 376.



Ogranicznik głowy i stóp może być dodatkowo zamontowany dla całkowitego bezpieczeństwa w czasie ważenia.


Opcjonalny wzrostomierz elektroniczny seca 234 pomaga zważyć i zmierzyć w tym samym momencie.

EMR
Integration




nowość!

seca 336i | medyczna waga z legalizacją

Waga niemowlęca z funkcją bezprzewodowego przesyłania wyników do EDM z funkcją Wi-Fi* 

seca 336i to niezawodna waga niemowlęca o sprawdzonej wysokiej jakości. Ultranowoczesne wyposażenie z Wi-Fi, opcjonalnym cyfrowym wzrostomierzem pomiarowym oraz możliwością identyfikacji użytkownika i pacjenta sprawiają, że waga jest gotowa do natychmiastowej integracji. Wzrost i waga są przesyłane do systemu EDM, co usprawnia pracę. Atutem wagi jest jego lekkość i wbudowany uchwyt.

- Nośność: 20 kg
- Podziałka: 5 g < 10 kg > 10 g
- Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, automatyczne przełączanie zakresów ważenia, amortyzacja, automatyczne wyłączenie, SEND/PRINT, Potwierdzenie, Wi-Fi
- Opcjonalnie: stoliki seca 403 i seca 402, cyfrowy wzrostomierz seca 234, analogowy wzrostomierz seca 232 n, futerał seca 428
- Porty: skaner kodów kreskowych USB

 **Kompatybilna ze** wszystkimi systemami EDM i produktami seca gotowymi do pracy z EDM.

* Możliwość Integracji wagi z systemem EDM wymaga indywidualnych ustaleń z seca. Prosimy o kontakt w celu przygotowania planowanej integracji.



Akcesoria

seca 234

Cyfrowy wzrostomierz do wag niemowlęcych seca 336i oraz seca 336

Cyfrowy wzrostomierz ułatwia pomiar długości dziecka dzięki podświetlanemu wyświetlaczowi LCD i praktycznemu pokrętle. Jego obsługa jest prosta, a wyniki łatwe do odczytania.

- Zakres pomiaru: 35–80 cm
- Podziałka/Nadrukowana na wzrostmiarce: 1 mm
- Podziałka/Wyświetlacz cyfrowy:
1 mm/5 mm/10 mm (możliwa do konfigurowania)



Pomiar jest łatwiejszy dzięki cyfrowemu wzrostomierzowi z dużym wyświetlaczem.

Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27

+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl



HERITAGE
MEDICAL

Niewielki ciężar i praktyczny uchwyt ułatwiają przenoszenie.



nowość!

Akcesoria

seca 336 | medyczna waga z legalizacją

Elektroniczna waga niemowlęca 

Waga zasilana bateriami z dużym, czytelnym wyświetlaczem LCD łączy w sobie innowacyjną technologię i oszczędność miejsca. Dzięki niewielkiemu ciężarowi i wbudowanemu uchwytowi (może być również stosowany do wieszania wagi) jest łatwa do przenoszenia i szybko gotowa do użycia w dowolnym miejscu. Opcjonalny pręt pomiarowy seca 232n umożliwia jednoczesny pomiar i ważenie.

- Nośność: 20 kg
- Podziałka: 5 g < 10 kg > 10 g
- Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, automatyczne przełączanie zakresów ważenia, amortyzacja, automatyczne wyłączenie, potwierdzenie
- Opcjonalnie: stoliki seca 403 i seca 402, cyfrowy wzrostomierz seca 234, analogowy wzrostomierz seca 232n, zasilacz, futerał seca 428

seca 232

Analogowy wzrostomierz do wag niemowlęcych seca 336i oraz seca 336

Łatwy montaż i czytelny wyświetlacz: Analogowy wzrostomierz z wbudowanymi pozycjonerami głowy i stóp sprawia, że seca 336i oraz seca 336 są jeszcze wygodniejsze. Pomiar i ważenie wykonywane są teraz w jednym momencie.

- Zakres pomiaru: 35–80 cm
- Podziałka: 1 mm



Wzrostomiarka pozwala na jednoczesny pomiar masy i długości ciała.

Akcesoria

seca 428


Torba do transportu wag niemowlęcych seca

W tej praktycznej skrojonej na miarę torbie z wodoodpornego materiału można bezpiecznie i kompaktowo transportować wagę niemowlęcą seca 336i oraz seca 336 bez wzrostomierza.





seca 834 | medyczna waga z legalizacją

Elektroniczna waga niemowlęca ze zdejmowaną szalką 

Dwie wagi w jednej: seca 834 to waga niemowlęca z wygodną szalką pomiarową. W mgnieniu oka można ją jednak przekształcić w wagę podłogową dla dzieci o wadze do 20 kg. Szalka pomiarowa i podstawa służąca jako waga podłogowa są ze sobą stabilnie połączone, zapewniając bezpieczne ważenie niemowląt. Wystarczy jednak tylko naciśnięcie przycisku, a szalka odłącza się od podstawy. Kolejną zaletą wagi jest funkcja BMIF (Breast Milk Intake Function), która umożliwia określenie ilości mleka spożytego przez niemowlę podczas karmienia piersią. Waga ta jest solidna, ale lekka, czyli łatwa do transportu. Przyciski i funkcje wagi są niezwykle proste w obsłudze.

- Nośność: 20 kg
- Podziałka: 10 g < 10 kg > 20 g
- Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, przełączanie zakresów ważenia, automatyczne wyłączenie
- Opcjonalnie: Podkładka pomiarowa seca 417, plecak seca 409 (W przypadku kombinacji z podkładką pomiarową lub matą pomiarową) torba seca 414 (do połączenia z podkładką pomiarową), seca 431 i seca 413

Wartość dodana seca

Waga niemowlęca, na której można ważyć także dzieci? Jest coś takiego, oczywiście marki seca: duże obciążenie maksymalne wagi seca 834 pozwala na ważenie dzieci w wieku przedszkolnym. Wystarczy zdjąć szalkę do ważenia niemowląt i waga jest gotowa do ważenia dzieci o wadze do 20 kg.



Szalka odłącza się od podstawy za jednym naciśnięciem przycisku.

Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27

+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl



HERITAGE
MEDICAL



Akcesoria

seca 431

Plecak do wygodnego transportu wagi niemowlęcej seca 834

seca 431 została opracowana do wygodnego i bezpiecznego transportu. Szelki i uchwyty mocujące sprawiają, że seca 431 ma wszechstronne zastosowanie jako plecak i torba. Wodoodporny materiał chroni wagę przed uszkodzeniami i wilgocią.



Akcesoria

seca 413

Torba transportowa do seca 834

Torba ta to wygodny i bezpieczny transport wagi niemowlęcej seca 834. Doskonale dopasowanie do wagi gwarantuje jej optymalną ochronę. Możliwość szerokiego otwarcia upraszcza pakowanie i rozpakowywanie wagi. Regulowany pasek na ramię zapewnia komfortowy transport. Wodoodporne, nylonowe pokrycie torby zapewnia dodatkową ochronę.

Szalkę pomiarową
można zdjąć do
czyszczenia.



seca 745 | medyczna waga z legalizacją

Mechaniczna waga niemowlęca z przesuwными odważnikami III

Model ten to połączenie klasycznego wzornictwa z mechaniką najwyższej jakości. Określenie dokładnej wagi to dziecinna igraszka, dzięki płynnym ruchom precyzyjnych odważników. Łagodnie zaokrąglona szalka pomiarowa gwarantuje bezpieczeństwo niemowlęcia w każdym kroku procesu ważenia. Funkcja RESET zeruje wagę i pozwala na dokonanie niezawodnego pomiaru. Przed zważeniem niemowlęcia, można za pomocą tej funkcji wytarować urządzenie i tym samym odjąć wagę wyściółki lub pieluszki niemowlęcia od wagi całkowitej. Wykończenie seca 745 jest niezwykle odporne na uderzenia i zadrapania i tym samym ułatwia utrzymanie urządzenia w należytym stanie przez długie lata.

- Nośność: 16 kg
- Podziałka: 10 g
- Funkcje: ustawienie punktu zerowego



Dodatkowa waga wyściółki lub pieluszki może być wytarowana do określenia wagi netto niemowlęcia.

wszystkie produkty seca objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta

deklaracja zgodności



Jako producent oświadczamy na własną odpowiedzialność, że poniższe produkty są zgodne z odpowiednimi postanowieniami poniższych dyrektyw.

Kategoria	Nieautomatyczne elektroniczne wagi niemowlęce	
Produkty	336	757
Numer certyfikatu badania typu UE	D13-09-001	CH-W1-13014-00
Klasa dokładności	III	
Procedura oceny zgodności dla wag nieautomatycznych	Jednostka notyfikowana, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (0102), dokonała oceny zgodności zgodnie z modułem D dyrektywy 2014/31/UE i wydała następujący certyfikat: DE-M-AQ-PTB123	
Klasyfikacja jako wyrób medyczny	Klasa I z funkcją pomiarową	
Procedura oceny zgodności wyrobów medycznych	Godnie z załącznikiem VI do dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych	
Opcjonalnie z bezprzewodową transmisją danych	-	x

Dyrektywy:

2014/31/UE	Dyrektywa w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
93/42/EWG	Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych
2011/65/UE	Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

W przypadku wyrobów z funkcją bezprzewodowej transmisji danych obowiązują dodatkowo następujące przepisy:

Dyrektywa:

1999/5/WE	Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności
------------------	---

Producent:

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg, Niemcy

Made in Germany

Jednostki notyfikowane:

2014/31/UE:
Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB)
Bundesallee 100
38116 Braunschweig, Niemcy
Identyfikator: 0102

93/42/EWG:
TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstrasse 65
80339 München, Niemcy
Identyfikator: 0123



Niniejsza deklaracja zgodności jest ważna od daty podpisania do momentu wystawienia jej nowej wersji w związku ze zmianą dotyczącą wyżej wymienionych wyrobów.

Hamburg, 20.04.2016

Frederik Vogel
CEO Development & Manufacturing

deklaracja zgodności



Jako producent oświadczamy na własną odpowiedzialność, że poniższe produkty są zgodne z odpowiednimi postanowieniami następujących dyrektyw.

Kategoria	Nieautomatyczne elektroniczne wagi niemowlęce			
Produkty	384	385	834	835
Zatwierdzenia typu WE	D06-09-024			
Klasa dokładności	III		IIII	
Klasyfikacja jako wyrób medyczny	Klasa I z funkcją pomiarową			
Procedura oceny zgodności wyrobów medycznych	zgodnie z załącznikiem VI do dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych			

Dyrektyw:

2009/23/WE

Dyrektywa w sprawie wag nieautomatycznych

93/42/EWG

Dyrektywa dotyczącej wyrobów medycznych

2011/65/UE

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Producent:

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg, Niemcy

Made in China
Designed in Germany

Jednostki akredytowane:

2009/23/WE:
Hessische Eichdirektion
Holzhofallee 3
64283 Darmstadt, Niemcy

93/42/EWG:
TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstrasse 65
80339 München, Niemcy



Niniejsza deklaracja zgodności jest ważna od daty podpisania do momentu wystawienia jej nowej wersji w związku ze zmianą dotyczącą wyżej wymienionych wyrobów.

Hamburg, 14 / 07 / 2014

Frederik Vogel
CEO Development & Manufacturing



Zapraszamy na naszą stronę urzadzenia-medyczne.com.pl, gdzie mogą Państwo wygodnie zamówić wszystkie wagi oraz dokonać bezpiecznej płatności on-line. W przypadku placówek medycznych istnieje możliwość uzgodnienia odroczonego terminu płatności - w takim przypadku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny przed zakupem.

Terminy dostaw: wszystkie terminy dostawy wag i urządzeń można sprawdzić zapisując wybrany produkt do koszyka. W przypadku wag z legalizacją, termin dostawy kształtuje się od 7 dni roboczych od ok. 3 tygodni w zależności od rodzaju urządzenia.

Na wszystkie urządzenia seca obowiązuje 24 miesięczna gwarancja producenta. Wszystkie urządzenia marki seca posiadają deklarację zgodności CE. Wszystkie produkty marki seca posiadają drukowaną polską instrukcję obsługi.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Ważna informacja dotycząca wag z legalizacją

W przypadku zakupu legalizowanej wagi seca należy pamiętać o:

1. zabezpieczeniu deklaracji zgodności zawartej w instrukcji urządzenia, gdyż wraz z naklejkami znajdującymi się na wadze (CE, znak M, tabliczka znamionowa oraz cechy zabezpieczające) są dowodem że waga pomyślnie przeszła proces oceny zgodności i może zostać użyta do celów medycznych,
2. dbaniu o cechy zabezpieczające by nie uległy zniszczeniu lub zatarciu. Uszkodzenie cechy/tabliczki wiąże się automatycznie z utratą legalizacji,
3. **legalizowaną wagę medyczną należy poddać kolejnej legalizacji ponownej:**
 - po raz pierwszy: po 3 latach, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku w którym została zakupiona
 - po raz kolejny: co 25 miesięcy
4. Legalizacji ponownej wagi można dokonać w własnym zakresie w Obwodowym Urzędzie Miar na danym terenie lub przez naszą firmę.

Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27, +48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl