



HERITAGE  
MEDICAL

[urządzenia-medyczne.com.pl](http://urządzenia-medyczne.com.pl)

## Usuwanie barier z wielofunkcyjnymi wagami seca.

Stwierdzenie, że ktoś jest przykuty do wózka inwalidzkiego, jest całkowicie błędne. Wręcz przeciwnie, wózek inwalidzki daje użytkownikowi swobodę ruchu, której nie miałby bez niego. Jeśli pojawiają się przeszkody dla wózka inwalidzkiego, należy je usunąć. seca udowadnia to za pomocą swoich wielofunkcyjnych produktów i oferuje wagę o dużej powierzchni, którą jest łatwo dostępna nie tylko dla użytkowników wózków inwalidzkich, ale również dla pacjentów, którzy są zdani na szpitalne łóżko.

**WAGI DLA SPECJALISTYCZNYCH  
OŚRODKÓW MEDYCZNYCH**

Kontakt z nami:  
**+48 12 263 73 27**  
**+48 793 930 812**  
biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl

- Udźwig do 300 kg
- Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g
- Funkcje: TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, automatyczne przełączanie zakresów ważenia



## seca 677 | medyczna waga z legalizacją

Elektroniczna waga do ważenia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z wygodnymi najezdami oraz wygodną poręczą. Składana waga wyposażona w kółka do łatwego przemieszczania.



wygodna · praktyczna

Stabilna, funkcjonalna i mobilna: seca 677, dzięki obszernej platformie i stabilnej poręczy jest wagą uniwersalną. Pacjentów można ważyć w pozycji siedzącej na krześle lub na wózku inwalidzkim. Poręcz stanowi cenne oparcie dla osób starszych lub z ograniczeniem ruchowym. Duża nośność seca 677 sprawia, że wagę z powodzeniem można również wykorzystać w ośrodkach leczenia otyłości, pacjentów z bardzo dużą nadwagą. Po zakończonym ważeniu wystarczy parę ruchów, aby złożyć wagę do oszczędzającej miejsce pozycji do przechowywania. Dzięki mocnej blokadzie między poręczą a platformą pozycja ta zapewnia bezpieczne ustawienie. Złożoną wagę można wygodnie przemieszczać na kółkach transportowych. Czytelny, intuicyjnie obsługiwany wyświetlacz znajdujący się na wysokości biodra ułatwia proces ważenia.



- Wygodne najazdy dla wózków inwalidzkich
- Bardzo stabilna poręcz, pomocna podczas ważenia pacjenta w pozycji stojącej
- Waga składana i łatwa w transporcie dzięki systemowi kółek



Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27

+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl

## seca 657 | medyczna waga z legalizacją

Elektroniczna waga z bardzo dużą platformą ważącą. Waga umożliwia wygodne ważenie pacjentów na wszystkich powszechnie stosowanych tóżkach, noszach czy leżankach.

Pacjenci mogą być również ważeni siedząc na wózku inwalidzkim lub krześle. Wyjątkową cechą seca 657 jest nowa funkcja pamięci. To praktyczne rozwiązanie jest znacznym ułatwieniem, w szczególności na oddziale ratunkowym: najpierw określona jest masa ciała pacjenta wraz z noszami lub wózkiem inwalidzkim. Następnie ważone są same nosze lub wózek inwalidzki, a masa netto pacjenta ukazuje się automatycznie na wyświetlaczu. Waga jest dostarczana wraz z przewodowym wyświetlaczem LCD. Wyświetlacz obsługiwany jest intuicyjnie i wyposażony jest w wiele dodatkowych funkcji. Dzięki funkcji Pre-TARA dodatkowy ciężar noszy lub wózka inwalidzkiego odejmowany jest bezpośrednio od całkowitego wyniku w procesie ważenia. Funkcja BMI pozwala określić stan odżywienia pacjenta. Za pomocą praktycznych rolek i wbudowanych uchwytów można ją transportować i użytkować w różnych miejscach.

- Funkcjonalna duża platforma wagowa
- Wbudowane rolki oraz uchwyty pozwalają na łatwy transport wagi w potrzebne miejsce
- Wygodne najazdy



opcjonalny statyw do wyświetlacza

- Udźwig do 300 kg
- Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g
- Funkcje: TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, automatyczne przełączanie zakresów ważenia, ustawiana amortyzacja



## seca 956 | medyczna waga z legalizacją

Elektroniczna waga krzesłkowa do ważenia pacjentów w pozycji siedzącej.

Bardzo praktyczne rozwiązanie zwłaszcza jeżeli zachodzi potrzeba ważenia osób starszych, schorowanych czy osób z ograniczeniami ruchowymi. Waga ta posiada składane podłokietniki i podnóżki, bezpieczne hamulce kółek, ergonomicznie wyprofilowane siedzisko oraz płynnie poruszające się rolki, które wraz z ergonomicznie uformowanym uchwytem pozwalają na łatwe i bezwysiłkowe przemieszczanie wagi.

- Udźwig do 200 kg
- Podziałka: 100 g
- Funkcje: TARA, HOLD, automatyczne wyłączenie

urzadzenia-medyczne.com.pl

Wszystkie produkty  
seca objęte są  
gwarancją producenta

**2** LATA  
GWARANCJI



Waga krzesłkowa seca 956 jest zasilana bateryjnie, dzięki czemu można bez problemu poruszać się nią po oddziałach.



Składane podnóżki ułatwiają siadanie i wstawanie z wagi krzesłkowej.

# wielofunkcyjna waga

wyposażona w wyjątkowo nisko umieszczoną, łatwą do wejścia platformę i stabilną poręcz.



- Wygodna dla osób starszych, pacjentów z nadwagą
- Na obszernej platformie może także wstawić krzesło, by zważyć pacjenta na siedząco
- Łatwa w przenoszeniu dzięki wbudowanym kółkom

## seca 645 | medyczna waga z legalizacją

Elektroniczna waga pomostowa z wygodną poręczą. Waga zaprojektowana specjalnie do wygodnego ważenia pacjentów starszych lub pacjentów z dużą nadwagą

Wielofunkcyjna waga o dużej nośności zapewnia z jednej strony bezpieczne ważenie, z drugiej wygodę w ważeniu szczególnie otyłych osób. Wbudowana poręcz stanowi podporę dla pacjentów w czasie procesu ważenia. Na obszernej platformie wagi można również postawić krzesło. Funkcja Pre-TARA automatycznie odejmuje jego zapisany ciężar w celu określenia masy netto pacjenta. W zależności od potrzeb może być ona podłączona przez zasilacz do gniazdka elektrycznego lub być zasilana bateryjnie.



- Udźwig do 300 kg
- Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g
- Funkcje: TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, automatyczne przełączanie zakresów ważenia, ustawiana amortyzacja

Kontakt z nami:

**+48 12 263 73 27**

**+48 793 930 812**

biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl



Akcesoria dodatkowe:

Wagę można doposażyć w teleskopowy wzrostomierz. Zakres pomiaru do 230 cm co 1 mm



# deklaracja zgodności



Jako producent oświadczamy na własną odpowiedzialność, że poniższe produkty są zgodne z odpowiednimi postanowieniami poniższych dyrektyw.

Kategoria	Nieautomatyczne elektroniczne wagi wielofunkcyjne							
Produkty	635	645	657	665	667	675	677	685
Numer certyfikatu badania typu UE	D00-09-010							
Klasa dokładności	III							
Procedura oceny zgodności dla wag nieautomatycznych	Jednostka notyfikowana, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (0102), dokonała oceny zgodności zgodnie z modułem D dyrektywy 2014/31/UE i wydała następujący certyfikat: DE-M-AQ-PTB123							
Klasyfikacja jako wyrób medyczny	Klasa I z funkcją pomiarową							
Procedura oceny zgodności wyrobów medycznych	Godnie z załącznikiem VI do dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych							
Opcjonalnie z bezprzewodową transmisją danych	x					-		x

## Dyrektywy:

<b>2014/31/UE</b>	Dyrektywa w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
<b>93/42/EWG</b>	Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych
<b>2011/65/UE</b>	Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

W przypadku wyrobów z funkcją bezprzewodowej transmisji danych obowiązują dodatkowo następujące przepisy:

## Dyrektywa:

<b>1999/5/WE</b>	Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności
------------------	---

**Producent:** seca gmbh & co. kg  
Hammer Steindamm 3-25  
22089 Hamburg, Niemcy

Made in Germany

**Jednostki notyfikowane:**

2014/31/UE: Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Bundesallee 100 38116 Braunschweig, Niemcy Identyfikator: 0102	93/42/EWG: TÜV SÜD Product Service GmbH Ridlerstrasse 65 80339 München, Niemcy Identyfikator: 0123
--	--



Niniejsza deklaracja zgodności jest ważna od daty podpisania do momentu wystawienia jej nowej wersji w związku ze zmianą dotyczącą wyżej wymienionych wyrobów.

Hamburg, 20.04.2016

**Frederik Vogel**  
CEO Development & Manufacturing

# deklaracja zgodności



Jako producent oświadczamy na własną odpowiedzialność, że poniższe produkty są zgodne z odpowiednimi postanowieniami poniższych dyrektyw.

Kategoria	Nieautomatyczne elektroniczne wagi krzeselkowe
Produkty	956
Numer certyfikatu badania typu UE	D13-09-003
Klasa dokładności	III / IIII
Procedura oceny zgodności dla wag nieautomatycznych	Jednostka notyfikowana, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (0102), dokonała oceny zgodności zgodnie z modułem D dyrektywy 2014/31/UE i wydała następujący certyfikat: DE-M-AQ-PTB123
Klasyfikacja jako wyrób medyczny	Klasa I z funkcją pomiarową
Procedura oceny zgodności wyrobów medycznych	Godnie z załącznikiem VI do dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych

## Dyrektywy:

<b>2014/31/UE</b>	Dyrektywa w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
<b>93/42/EWG</b>	Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych
<b>2011/65/UE</b>	Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

**Producent:** seca gmbh & co. kg  
Hammer Steindamm 3-25  
22089 Hamburg, Niemcy

Made in China  
Designed in Germany

**Jednostki notyfikowane:**

2014/31/UE: Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Bundesallee 100 38116 Braunschweig, Niemcy Identyfikator: 0102	93/42/EWG: TÜV SÜD Product Service GmbH Ridlerstrasse 65 80339 München, Niemcy Identyfikator: 0123
--	--



Niniejsza deklaracja zgodności jest ważna od daty podpisania do momentu wystawienia jej nowej wersji w związku ze zmianą dotyczącą wyżej wymienionych wyrobów.

Hamburg, 20.04.2016

**Frederik Vogel**  
CEO Development & Manufacturing



Zapraszamy na naszą stronę [urzadzenia-medyczne.com.pl](http://urzadzenia-medyczne.com.pl), gdzie mogą Państwo wygodnie zamówić wszystkie wagi oraz dokonać bezpiecznej płatności on-line. W przypadku placówek medycznych istnieje możliwość uzgodnienia odroczonego terminu płatności - w takim przypadku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny przed zakupem.

Terminy dostaw: wszystkie terminy dostawy wag i urządzeń można sprawdzić zapisując wybrany produkt do koszyka. W przypadku wag z legalizacją, termin dostawy kształtuje się od 7 dni roboczych od ok. 3 tygodni w zależności od rodzaju urządzenia.

Na wszystkie urządzenia seca obowiązuje 24 miesięczna gwarancja producenta. Wszystkie urządzenia marki seca posiadają deklarację zgodności CE. Wszystkie produkty marki seca posiadają drukowaną polską instrukcję obsługi.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

### Ważna informacja dotycząca wag z legalizacją

W przypadku zakupu legalizowanej wagi seca należy pamiętać o:

1. zabezpieczeniu deklaracji zgodności zawartej w instrukcji urządzenia, gdyż wraz z naklejkami znajdującymi się na wadze (CE, znak M, tabliczka znamionowa oraz cechy zabezpieczające) są dowodem że waga pomyślnie przeszła proces oceny zgodności i może zostać użyta do celów medycznych,
2. dbaniu o cechy zabezpieczające by nie uległy zniszczeniu lub zatarciu. Uszkodzenie cechy/tabliczki wiąże się automatycznie z utratą legalizacji,
3. **legalizowaną wagę medyczną należy poddać kolejnej legalizacji ponownej:**
  - po raz pierwszy: po 3 latach, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku w którym została zakupiona
  - po raz kolejny: co 25 miesięcy
4. Legalizacji ponownej wagi można dokonać w własnym zakresie w Obwodowym Urzędzie Miar na danym terenie lub przez naszą firmę.

Kontakt z nami:

**+48 12 263 73 27, +48 793 930 812**

[biuro@heritage-medical.pl](mailto:biuro@heritage-medical.pl)

[urzadzenia-medyczne.com.pl](http://urzadzenia-medyczne.com.pl)